

Striate+TM patientinformationsbroschyr

Du har fått den här informationsbroschyren eftersom din tandläkare, ortodontist eller kirurg har rekommenderat att du ska få guidad benregenerering (GBR) som en del av behandlingen av din tandbensdefekt.

Vad är guidad benregenerering (GBR)?

Tänderna hålls på plats i käken av ben och tandkött. Av många olika anledningar kan benet som håller tänderna på plats brytas ner eller bli svagt och behöva repareras. Tandköttet kan också skadas av infektioner eller skador. För att dina tänder ska förbli friska och stabila används guidad benregenerering (GBR) för att läka benet eller tandköttet.

Vad är Striate+TM?

Striate+TM är en typ av plåster som används i GBR. Striate+TM bildar ett skyddande lager över behandlingsområdet medan det nya benet bildas.

Striate+TM består av kollagen. Kollagen är en vanlig substans hos människor som främst finns i hud, ben, muskler och senor. Striate+TM tillverkas av kollagen från grisar men har behandlats så att det är säkert att använda på människor.

Striate+TM-plåstret implanteras i tandköttet under ingreppet och kommer att ha lösts upp helt och hållet cirka sex månader efter din GBR-behandling. Du har fått ett patientimplantatkort som du kan behålla och som innehåller partiets nummer om du vill ha mer information om ditt implantat. Förvara patientens implantatkort på ett säkert ställe så att du kan kontrollera det vid behov. Du måste behålla patientimplantatkortet i ett år efter behandlingen. Din behandlande tandläkare för också ett register över ditt implantats lotnummer. Nedan följer en förklaring av de symboler som används på patientens implantatkort.

Vad kan jag förvänta mig efter min behandling?

Din tandläkare kommer att ge dig instruktioner om vad du ska göra efter din GBR-behandling. Syftet är att hålla behandlingsområdet rent och ostört medan det läker. Detta kan innebära att du använder en medicinsk munsköljning, särskilda instruktioner om hur och när du ska borsta tänderna eller att du undviker vissa livsmedel eller drycker. Det är mycket viktigt att du följer tandläkarens instruktioner noggrant.

Finns det några risker med att använda Striate+TM?

Det finns mycket få risker med att använda Striate+TM-plåstret. Striate+TM bör inte användas av personer med allergi mot kollagen eller allergi mot grisar. Dessa allergier är mycket sällsynta, men om du är orolig kan du fråga din tandläkare om mer information. Striate+TM-plåstret kan tas bort vid behov.

Finns det några risker med GBR-behandling?

Som alla operationer har GBR vissa risker, som infektion, smärta, blödning eller svullnad. Dessa risker är vanligtvis inte allvarliga och din tandläkare kan ge dig information om dessa risker och hur du kan undvika dem. Ibland kan såret öppna sig något och avslöja Striate+plåstret. Om detta inträffar bör du kontakta din tandläkare för att få instruktioner om vad du ska göra.

Vissa medicinska tillstånd kan påverka läkningen efter GBR, till exempel:

- diabetes, autoimmuna sjukdomar;
- användning av warfarin/blodförtunnande läkemedel;
- antiinflammatoriska läkemedel;
- tidigare strålbehandling, eller
- kraftig rökning.

Striate+™ patientinformationsbroschyr

Det är känt att kraftig rökning påverkar normal läkning och din tandläkare kan rekommendera att du slutar röka eller minskar din rökning innan du får GBR.

Det är viktigt att du berättar för din läkare om alla dina hälsoproblem och alla mediciner du tar innan du genomgår ingreppet.

Striate+™ är MRT-säker (magnetresonanstomografi) eftersom den består av material som är elektriskt icke-ledande, icke-metalliska och icke-magnetiska.

När ska du få hjälp?

Om du upplever några symtom som du är orolig för ska du kontakta din tandläkare omedelbart. Tandläkaren kommer att berätta hur du bäst hanterar dina symtom och om det finns andra åtgärder som behöver vidtas.

En allvarig reaktion på Striate+™ ska rapporteras till distributören:

BioHorizons

2300 Riverchase Center
Birmingham AL 35244 USA
www.biohorizons.com

Övriga kontakter:

Tillverkare:

Orthocell Ltd

Building 191 Murdoch University
South Street, Murdoch WA 6150
Australien
E-post: info@orthocell.com.au

Europeisk auktoriserad
representant.:

MDSS GmbH

Schiffgraben 41, 30175 Hannover,
DE
E-post: info@mdssar.com
Telefon: +49 511 6262 8630

Auktoriserad representant
i Schweiz:

MDSS CH GmbH

Laurenzenvorstadt 61, 5000
Aarau
CH
E-post: info@mdssch.com
Telefon: +

Europeisk importör:

MedEnvoy Global BV

Prinses Margrietplantsoen 33 – Suite 123
2595 AM, Haag
NL
Telefon: +31 70 326 2148

Schweizisk importör:

MedEnvoy

Gottharstrasse 28
6302, Zug
CH
Telefon: +41 41 562 01 42

Symboler som används på patientimplantatkortet



Tillverkare



Enhetsnamn



Kod för varje parti



Unik enhetskod



Datum för implantation



Vårdcentral eller läkare



Patientens namn



Tillverkarens webbplats